



E-09-001-001

# 加热恒温水浴

低价位 聚乙烯箱内使用  
设计简单容易操作使用安全

## KTH-60T



### MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室

Phone: 010-89502026 Cell phone: +86-15110235386

URL: <http://www.medicattec.cn>

E-mail: [zhangxiang@medicattec.cn](mailto:zhangxiang@medicattec.cn)

340-0816 奇玉县八潮市中央1丁目11-28

Tel: +81-48-997-2305 Fax: +81-48-997-6989

 美滴 科技有限公司

# KTH-60T

**廉** 价聚乙烯箱可定时更换  
节省清扫时间和烦恼

**安** 全性充实  
浮球式低水位检测控制  
过电流保护保险丝

**操** 作简单  
只需使用温度控制器的△和▽键修改所需要的控制温度

**自** 由度大  
可以使用各种尺寸的箱盒（最大宽度460mm）

## [应用例]

酵素反应  
血清热灭活  
培养基保温  
微生物培养等

## 产品规格及选件构成

型号	KTH-60T
水槽控制温度范围	室温+5℃~+80℃
使用环境	5℃~ +50℃（无冷凝），湿度85%以下
控制温度精度	±0.1℃
温度显示	水槽实际温度 / 设定温度 数字显示
加热管	1000W
保护装置	过电流保护，低水位保护
槽内搅拌水泵	喷流搅拌
占用水槽尺寸	316（W）×90（D）×120mm（H）
外形尺寸	316（W）×90（D）×240mm（H）
重量	约3kg
电源	AC220V，7A

\* 弹簧固定床为选件

## MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室  
Phone: 010-89502026 Cell phone:+86-15110235386  
URL:<http://www.medicattec.cn>  
E-mail:[zhangxiang@medicattec.cn](mailto:zhangxiang@medicattec.cn)

340-0816 奇玉县八潮市中央1丁目11-28  
Tel:+81-48-997-2305 Fax:+81-48-997-6989