



E-09-003-001

全自动吸头装盒机



将繁杂的操作自动化



ATS-3000



 **美滴**科技(北京)有限公司

MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室

电话:010-89506062; 15110235386

URL:<http://www.medicattec.cn>

E-mail:zhangxiang@medicattec.cn

ATS-3000

将繁杂的操作自动化
小型台式全自动吸头装载机

产品性能

●全自动化处理

采用多重检测剔除重叠的吸头

无需人工介入，避免对吸头的污染

一次可摆放10个盒架（中途可以添加），摆满一盒约90秒

●利用吸头开口部装载，保护吸头表面薄膜

●大容量吸头料斗

可一次性投入200 μ L的吸头3000支（其他容量的可定制）

●可存储9种用户程序



① 吸头移动机构盒

② 吸头收纳盒

③ 吸头出口

④ 吸头架移动台

产品规格

型号	ATS-3000
吸头架	96孔吸头架台(12×8)
处理能力	2000支/小时
外形尺寸	750(长)×1080(宽)×1290mm(高)
重量	约65kg
电源	AC100~220V, 150VA