



E-09-005-001

96孔同时处理高精度移液机




将繁杂的操作自动化
小型多功能



EDR-700A

New Release



美滴科技(北京)有限公司

MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室

电话:010-89506062 移动:15110235386

URL:<http://www.medicattec.cn>


E-mail:zhangxiang@medicattec.cn

EDR-700A


微孔板供给收纳装置以及96孔同时连续移液
将繁杂的人工操作高速自动化

产品性能

- CV≤1%
- 移液量可在1μL-20μL/10μL-300μL之间设置（1μL-20μL为选件）
- 处理速度大约 每块/14秒（@100μL移液）
- 96孔同时处理, 吸液/吐液的速度可以设置（10μL-400μL/sec）
- 20块微孔板自动供给机构（可以在处理中途随时添加微孔板）



96针一次性吸头滴液头



96针金属式滴液头

选件名称	价格
震动搅拌装置	询价
磁棒搅拌装置	询价
标准配备有机玻璃药剂槽	询价
标准配备 PP 药剂槽	询价
磁棒搅拌用有机玻璃药剂槽	询价
磁棒搅拌用 PP 药剂槽	询价
电极式液面检测组件	询价
吸头装载机	询价

型号	EDR-700A
使用环境	10 ~ +50 度（无冷凝），湿度 85%以下
分液量	1 μL~20 μL/10 μL~300 μL （1 μL~20 μL 为选件）
分液方式	96 孔独立注射器方式
可处理微孔板	多种 96 孔微孔板
处理速度	约 14 秒/块（@100μL 接触式分液）
吐液/吸液速度	可设定（10~400μL /秒）
分液头构造	96 针金属式/（选件：96 针一次性塑胶枪头，塑胶枪头装载机）
分液精度	CV≤1%以内（@100 μL 分液）
试板供给/回收	20 块微孔板自动供给机构（可以在处理中途添加微孔板）
外形尺寸	490（W）×450（D）×354mm（H）
重量	约 30Kg
电源	AC220V，150VA