



E-09-006-001

ELISA-96微孔板连续高速滴液/清洗装置

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 高速多任务滴液/清洗装置 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

用于微孔板的EIA试剂点样时，抗原/抗体以及
封闭液等的滴液（印刷）以及印刷后的清洗

ALCS-2000

New Release



美滴科技有限公司

MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室

电话:010-89506062 移动:15110235386

URL:<http://www.medicattec.cn>

E-mail:zhangxiang@medicattec.cn

340-0816 日本国奇玉县八潮市中央1丁目11-28

Tel: +81-48-997-2305 Fax: +81-48-997-6989

URL:<http://www.medicattec.co.jp>

ALCS-2000 ◆◆◆◆◆◆◆◆

用于微孔板的EIA试剂点样时，抗原/抗体以及封闭液等的滴液（印刷）以及印刷后的清洗

产品特点

- 上可最多装载滴液和清洗机构各2台，配合各种操作内容使用
- 滴液部可选择加压供液或液槽供液
- 滴液和清洗机构装卸简单
- 微孔板自动供给机构最大可一次装载120块微孔板，6块同时处理
- 控制台采用触摸屏人机对话方式

**滴液机构**

- 滴液量 100 μ L-300 μ L（单位10 μ L）
滴液精度 cv2%以内
处理能力 900块/小时（100 μ L空中滴液/使用1个独立滴液机构时）

清洗机构

- 滴液量 100 μ L-400 μ L（单位10 μ L）
处理能力 600块/小时（350 μ L 2次清洗后250 μ L滴液/使用2个清洗机构时）

产品规格

- 电源 AC220V
功率 110W (50/60Hz)
重量 100kg
微孔板 各种96孔
外形 (宽)2250mm(纵)920mm(高)540mm

MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室

电话:010-89506062 移动:15110235386

URL:<http://www.medicattec.cn>

E-mail:zhangxiang@medicatec.cn

340-0816 日本国奇玉县八潮市中央1丁目11-28

Tel:+81-48-997-2305 Fax:+81-48-997-6989

URL:<http://www.medicattec.co.jp>



美滴科技有限公司